

EUR

Ürolojik Aletler

Genito-Urinary Instruments





EG459-00
19.5 cm



EG459-01
22 cm



EG459-02
23 cm



1/1




PEAN
EG459-00-EG459-02




1/2

GUYON
EG468-00
23.5 cm







STILLE
EG475-02
22 cm




STILLE
EG476-02
24 cm



GUYON
EG478-02
26.5 cm



HERRICK
EG488-00
22.5 cm



WERTHEIM
EG760-00
25 cm





WERTHEIM - CULLEN
EG771-00
Açılı baskı klempli
Angle- and pressure clamp
21.5 cm



WERTHEIM
EG770-00
Açılı baskı klempli
Angle- and pressure clamp
25 cm




1/2


DARTIGUES
EE575-02
25.5 cm



1/2

COLLIN
EE577-02
28.5 cm








1/1
EE608-01



1/1
EE609-01




1/2
RANDALL
EE608-01-EE609-01
19 cm



1/1
EE615-01
24.5 cm




1/1
EE614-01
23 cm




RANDALL
EE614-01-EE615-01
Çok hassas model
Extremely delicate patterns






EL515-05
57 x 25 mm



EL515-05
57 x 25 mm



EL515-06
82 x 25 mm



EL515-06
82 x 25 mm

MILLIN


- EL515-00** Komple/Complete
- EL515-02** Sadece ekartör/Retractor only
- EL515-05** Bleyd 57 x 25 mm/Blades 57 x 25 mm
- EL515-06** Bleyd 82 x 25 mm/Blades 82 x 25 mm
- EL515-11** Orta bleyd 105 x 45 mm/Center blade 105 x 45 mm

MILLIN


- EL515-01** Komple/Complete
Işık taşıyıcı/With light carrier
- EL515-02** Sadece ekartör/Retractor only
- EL515-05** Bleyd 57 x 25 mm/Blades 57 x 25 mm
- EL515-06** Bleyd 82 x 25 mm/Blades 82 x 25 mm
- EL515-12** Orta bleyd 105 x 45 mm/Center blade 105 x 45 mm



KOCHER
EK722-00
Mesane ekartör
Bladder retractor
26 cm



LEGUEU
EK723-00
Mesane spatula
Bladder spatula
26 cm





MILLIN
EL558-01
Mesane ayırıcı
Bladder neck spreader
28.5 cm



Atromatik
Atraumatic



Atromatik
Atraumatic




MILLIN
EE534-00
Lobe yakalama pensu
Lobe grasping forcecep
23.5 cm



MILLIN
EE536-00
Lobe tutma pensu
Lobe grasping forcecep
24.5 cm



MILLIN
EE408-00
Bağ tutucu pensu
Ligature holding forcecep
24.5 cm



1/2
YOUNG
EK765-00
21 cm



1/2
YOUNG
EK768-00
21 cm




1/2
EK726-00
Prostat ekartör
Prostate retractor
36 cm



1/2
EK727-00
Üretral ekartör
Urethral retractor
39 cm







EG443-01
Venöz pleksus klempe
Venous plexus clamp
21 cm

BARRE
EG657-00-EG657-05
Diseksiyon penleri
Dissecting forceps
28 cm

BARRE
EG521-00
Diseksiyon makası
Dissecting scissors
28 cm



BARRE
EB035-00
No.3 XL
Sol el için
For left hand
25 cm



BARRE
EB036-00-EB036-01
No.3 XL
Sol el için
For left hand
25 cm



EB036-00 12°
EB036-01 25°



EF400-00



EF400-01



EF400-02



1/2

YOUNG-HRYNTSCHAK
EF406-00
1 iğne ile F 400.00
With 1 needle F 400.00
24 cm





EP543-00
Ø 4.8 mm
Glans ve sünnet derisi
tutma pensi
Forceps for grasping the glans
and the foreskin
12.5 cm




EP545-00
Testis sabitleme klempsi
Fixation clamp for the
spermatic cord
14.5 cm

Atromatik
Atraumatic




EP171-00
Testis bağlayıcı huk
Hook for the spermatic cord
16.5 cm




EH495-00
Üreter pens
Ureter forceps
24 cm

- İki adet hemostatik veya ligatür pens yardımı ile sünnet derisi çan şeklindeki koruma çubuğu üzerine çekilir ve glans yuvaya yerleştirilir.
 - Bu şekilde, kelebek somun sıkılarak, olabildiğince kapama sağlanır. Böylelikle sünnet derisi halka şeklinde sıkıştırılır. Sünnet derisi bistüri yardımı ile sıkma çemberinin hemen kenarından kesilir.
 - Sünnet çanı kanamayı önlemek amacı ile bir kaç dakika bekletilir. Özellikle frenular arter damarının büyük olması ve kesilmesi gerektiği durumlarda dikiş takımı hazır bulundurulmalıdır.
 - Tanımlanan metodun avantajı, küçük ölçü dokunun bıraktığı yara izinin estetik olarak uygun olmasıdır.
-
- Foreskin is pushed over the bell-shaped protection rod with the help of two hemostatic or ligature forceps and the glans is placed into cavity on the rod.
 - In this position, wing nut is tightened as close as possible for guaranteeing annular copression on the foreskin. Then foreskin is cut off with scalpel, right next to the compression ring.
 - The circumcision clamp is kept in compressed position for few minutes for avoiding bleeding. In case of large vein of frenular artery is cut artrey is cut through, the ligature set should be kept ready.
 - The advantage of the method described is aesthetically favorble scar after opretion.



WINKELMANN
ET465-00 Ø 12 mm
ET465-01 Ø 16 mm
ET465-02 Ø 20 mm
Sünnet klempleri
Circumcision clamps




STOCKMANN
ET460-00
Penis klempe
Penis clamp
7 cm



STRAUSS
ET461-00
Penis klempe
Penis clamp
13 cm







MATHIEU
ER800-00
Yabancı cisim pensi
Foreign body forceps
19 cm



PITHA
EE351-00
Yabancı cisim pensi
Foreign body forceps
22 cm



ASCH
EN585-01
Uterin kaşık küret, künt
Uterine secretion scoop, blunt
20 cm



EJ090-03-EJ090-09
Uterin sonda
Uterine probe
33 cm


	Charr.
EJ090-03	3
EJ090-04	4
EJ090-05	5
EJ090-06	6



1/2

	Charr.
EJ094-08	8
EJ094-10	10
EJ094-12	12
EJ094-14	14
EJ094-16	16
EJ094-18	18
EJ094-20	20


EJ094-08-EJ094-20
Erkekler için metal katater
Male catheters, metal
29 cm



1/1

	Charr.
EJ095-06	6
EJ095-07	7
EJ095-08	8
EJ095-09	9
EJ095-10	10
EJ095-11	11
EJ095-12	12
EJ095-13	13
EJ095-14	14
EJ095-15	15
EJ095-16	16
EJ095-18	18
EJ095-20	20


EJ095-06-EJ095-20
Bayanlar için metal katater
Female catheters, metal
15.5 cm



1/4

EJ097-10
Katater kılavuz
Catheter guide
49 cm





GUYON
EJ080-02
Katater klavuz
Catheter guide
36.5 cm



EJ099-02
Katater için uygulayıcı
Introducer for catheters
46 cm



DITTEL
EJ080-08-EJ080-30
Üretral dilatasyon bujileri
Urethral dilating bougies
34.5 cm

Charr.

EJ080-08	8
EJ080-09	9
EJ080-10	10
EJ080-11	11
EJ080-12	12
EJ080-13	13
EJ080-14	14
EJ080-15	15
EJ080-16	16
EJ080-17	17
EJ080-18	18
EJ080-19	19
EJ080-20	20
EJ080-21	21
EJ080-22	22
EJ080-23	23
EJ080-24	24
EJ080-25	25
EJ080-26	26
EJ080-27	27
EJ080-28	28
EJ080-29	29
EJ080-30	30



1/2

GUYON
EJ092-24-EJ092-60
Uretral dilatasyon bujileri
Urethral dilating bougies
25.5 cm

- EJ092-24 Ben 24/ Charr.12
- EJ092-26 Ben 26/ Charr.13
- EJ092-28 Ben 28/ Charr.14
- EJ092-30 Ben 30/ Charr.15
- EJ092-32 Ben 32/ Charr.16
- EJ092-34 Ben 34/ Charr.17
- EJ092-36 Ben 36/ Charr.18
- EJ092-38 Ben 38/ Charr.19
- EJ092-40 Ben 40/ Charr.20
- EJ092-42 Ben 42/ Charr.21
- EJ092-44 Ben 44/ Charr.22
- EJ092-46 Ben 46/ Charr.23
- EJ092-48 Ben 48/ Charr.24
- EJ092-50 Ben 50/ Charr.25
- EJ092-52 Ben 52/ Charr.26
- EJ092-54 Ben 54/ Charr.27
- EJ092-56 Ben 56/ Charr.28
- EJ092-58 Ben 58/ Charr.29
- EJ092-60 Ben 60/ Charr.30



1/2

TURNER WARWICK
EJ093-00
Gerici buji
Retrograde bougie
18 cm

