


ENR

Beyin Cerrahi
Neurosurgery





CRUTCHFIELD
ES500-00
Çocuklar için/For children



CRUTCHFIELD
ES500-02
Orta boy/Medium size



GARDNER-WELLS
ES510-00
Maksimum açıklık (16 cm)
Maximum opening (16 cm)



ES500-04
Matkap ucu, büyük
Drill point, large
Ø 5 mm



1/2

ES500-03
Matkap ucu, küçük
Drill point, small
Ø 3.5 mm



ES505-10
Anahtar/wrench



ES505-01
Pimleri ayarlanabilir büyük boy
Traksiyon anahtarı ile
Large size Traction tongs with
adjustable pins and spanner
S 505.10

1/2

HUDSON
EV500-00
Komple/Complete
EV500-01-EV500-02
EV500-03-EV500-04-EV500-05
EV500-06-EV500-07



HUDSON
EV500-02
Sadece başlık
Brace only



HUDSON
EV500-01
Sadece uzatma parçası
Extension piece only

HUDSON DOWNS
EV501-00 Komple/Complete
EV501-01-EV501-02
EV500-03-EV500-04-EV500-05
EV500-06-EV500-07



HUDSON DOWNS
EV501-02
Sadece Başlık
Brace only



HUDSON DOWNS
EV501-01
Uzatma parçası
Extension piece


HUDSON
EV502-00 Komple/Complete
EV502-01-EV502-02
EV500-03-EV500-04-EV500-05
EV500-06-EV500-07



HUDSON
EV502-02
El matkabı
Hand drill



HUDSON
EV502-01
Sadece uzatma parçası
Extension piece only



CUSHING
EV500-15
Ø 10 mm

CUSHING
EV500-17
Ø 15 mm

CUSHING
EV500-03
Ø 14 mm

McKENZIE
EV500-15
Ø 13 mm

HUDSON
EV500-05
Ø 14 mm

HUDSON
EV500-06
Ø 16 mm


ADSON
EV500-08
Ø 15 mm

HUDSON
EV500-10
Ø 22 mm


HUDSON
EV500-11
Ø 9 mm

EV500-07
Ø 2 mm






ET543-00 Ø 4 mm
43.5 cm
ET543-01 Ø 4 mm
60 cm




ADSON
EP570-00
15 cm




EP572-00
Koruma pensi
Protection forceps
20.5 cm




SWEET
EP560-00 20 cm
EP560-01 23 cm



GIGLI
EP530-00
Sap/Handle



GIGLI
EP536-00 30 cm
EP536-01 40 cm
EP536-02 50 cm
İki sargılı/Two windings



GIGLI
EP537-00 30 cm
EP537-01 40 cm
EP537-02 50 cm
Üç sargılı/Three winding



DE MARTEL
EP540-00 35 cm
Kondüktör için gigli testere teli, esnek
Gigli saw for the flexible conductor wire



DAHLGREN
EP562-01



DE VILBISS
EP564-00
1 huk dahil/with 1 hook
20 cm




DAHLGREN
EP562-00
2 huk ile birlikte
With 2 extra hooks
21 cm






AACHEN
EK560-01 7 + 8 mm
EK560-02 10 + 11 mm
EK560-03 13 + 14 mm
EK560-04 16 + 17 mm
EK560-05 19 + 20 mm
EK560-06 22 + 25 mm
Bükülebilir/Malleable
20 cm

1/2



HEIFETZ
EK570-01 8 mm
EK570-02 11 mm
EK570-03 14 mm
EK570-04 17 mm
Bükülebilir/Malleable
15.5 cm

1/2




HEIFETZ
EK571-05 8 mm
EK571-00 11 mm
EK571-01 14 mm
EK571-02 17 mm
EK571-03 20 mm
Bükülebilir/Malleable
20 cm

1/2

Ø 5 mm



SCOVILLE
EK567-01 10 + 13 mm
EK567-03 16 + 19 mm
Bükülebilir/Malleable
20 cm



CUSHING
EK563-01 13 + 19 mm
EK563-02 16 + 21 mm
17 cm
EK563-05 19 + 25 mm
EK563-06 21 + 26 mm
20 cm

1/2


1/2



EK564-01 7 + 9 mm
EK564-02 11 + 13 mm
EK564-03 15 + 18 mm
EK564-04 18 + 22 mm
Bükülebilir/Malleable
18 cm



OLIVECRONA
EK566-01 7 + 9 mm
EK566-02 11 + 13 mm
EK566-03 15 + 18 mm
EK566-04 18 + 22 mm
 Esneyebilir/Flexible
 18 cm



OLIVECRONA
EK565-01 7 + 9 mm
EK565-02 11 + 13 mm
EK565-03 15 + 18 mm
EK565-04 18 + 22 mm
 Esneyebilir/Flexible
 18 cm



EK561-01 9 mm
EK561-02 12 mm
 20 cm
EK561-03 12 mm
 25 cm
 Bükülebilir/Malleable



EK562-01 12 mm
EK562-02 17 mm
 20 cm
EK752-02 25 mm
 25 cm
 Bükülebilir/Malleable



APFELBAUM
EK573-01 5 - 12 mm
EK573-02 8 - 19 mm
EK573-03 10 - 19 mm
EK573-04 13 - 22 mm
EK573-05 16 - 22 mm
EK573-06 20 - 22 mm
 45 mm, 15 cm
EK573-07 5 - 12 mm
EK573-08 8 - 19 mm
EK573-09 10 - 19 mm
EK573-10 13 - 22 mm
EK573-11 16 - 22 mm
EK573-12 20 - 22 mm
 65 mm, 17 cm
EK573-13 5 - 12 mm
EK573-14 8 - 19 mm
EK573-15 10 - 19 mm
EK573-16 13 - 22 mm
EK573-17 16 - 22 mm
EK573-18 20 - 22 mm
 75 mm, 18 cm
 Esneyebilir, konik
 Flexible, conical



KÜÇÜK/SMALL



1/2

EG070-00 25°
15 cm



1/1



1/2

EG070-01-EG071-01
20 cm



EG070-01
25°



EG071-01
65°

1/1



1/2

EG070-03-EG071-03
28 cm





EG070-03
25°



EG071-03
65°

1/1

ORTA/MEDIUM



ORTA BÜYÜK/MEDIUM LARGE



EG074-01
25°

EG075-01
65°

EG076-01
90°

EG074-01-EG076-01
20 cm



EG074-03
25°

EG075-03
65°

EG076-03
90°

EG074-03-EG076-03
28 cm

BÜYÜK/LARGE



1/2

EG077-01
25°

EG0778-01
65°

EG079-01
90°

EG077-01-EG079-01
20 cm



1/2

EG077-03
25°

EG078-03
65°


EG079-03
90°

EG074-03-EG076-03
28 cm






RANEY
ET550-00
16 cm



MC KENZIE
ET555-00
15 cm



MC KENZIE
ET555-01
19 cm

MINI

STANDART

ET330-01T

ET332-01T


70 mm



ET330-03T

ET332-03T



90 mm




ET330-05T


ET332-05T

110 mm





YASARGIL
ET595-00 Mini/Mini
ET595-01 Standart/Standard
17,5 cm




YASARGIL
ET596-00 Mini/Mini
ET596-01 Standart/Standard
17,5 cm

Mini/Mini Standart/Standard

ET596-02 ET596-03
Düz/Straight

ET597-02 ET597-03
15° Açılı/15° Angled

ET598-02 ET598-03
30° Açılı/30° Angled




YASARGIL
ET596-02-ET596-03
ET597-02-ET597-03
ET598-02-ET598-03
21.5 cm


ET596-04 ET596-05
Düz/Straight

ET597-04 ET597-05
15° Açılı/15° Angled

ET598-04 ET598-05
30° Açılı/30° Angled



YASARGIL
ET596-04-ET596-05
ET597-04-ET597-05
ET598-04-ET598-05
23.5 cm




ET599-00 Mini/Mini
ET599-01 Standart/Standard
21.5 cm

MINI

STANDART

ET340-01T

ET340-01T



YASARGIL
ET340-01T-ET350-01T
18 cm

ET340-03T

ET350-03T



Düz/Straight

ET341-03T

ET351-03T




15° Açılı/15° Angled

ET343-06T

ET353-06T



30 Açılı/30° Angled



YASARGIL
ET340-03T-ET350-03T
ET341-03T-ET351-03T
ET343-03T-ET353-03T
22 cm

ET340-06T

ET350-06T



Düz/Straight

ET341-06T

ET351-06T




15° Açılı/15° Angled

ET343-06T

ET353-06T



30 Açılı/30° Angled



YASARGIL
ET340-06T-ET350-06T
ET341-06T-ET351-06T
ET343-06T-ET353-06T
25 cm





EA306-00
Ayna sapı
Mirror handle
10.5 cm



EA302-01
Laringel ayna
Laryngeal mirror
12 cm



EA300-01
Altıgen saplı Laringel ayna
Laryngeal mirror with Hexagonal handle
18 cm




YASARGIL EA325-01 Ø 6 mm
Hareketli mikro ayna
Movable micro mirror
24 cm



EA320-01
Ayna/Mirror
26 cm

Galea tespitinde kullanılan Buldog klempı yaylı kanca, örtü bezine bağlanabilir.
Spring hook for galea fixation with Bulldog clamp, to be fastened to covering drape.








JACOBSON
EJ076-00
Sonda, küresel uçlu, açılı
Probe, with ball tip, angled
18.5 cm



JACOBSON
EJ076-01
Sonda, küresel uçlu
Probe, with ball tip
18.5 cm





ASSMUS
ET086-00 Ø 3 mm
Sonda, küresel uçlu
Probe with ball tip
39.5 cm




CASPAR
ET086-02
Ligatür ayarlayıcısı
Ligature adjuster
23 cm










1/1

OPPEL
EB069-01
Mikro bıçak
Micro Knife
Düz, Bükülebilir
Straight, Malleable
23 cm




1/1

OPPEL
EM136-04
Mikro disektör
Micro dissector
Eğri, Bükülebilir
Curved, Malleable
23 cm



1/1



1/1

OPPEL
EK117-01 90°
Mikro ekartör
Micro Retractor
Künt, Bükülebilir, Ø 2 mm
Blunt, Malleable
23 cm



1/1

OPPEL
EK117-04 45°
Mikro ekartör
Micro retractor
Künt, Bükülebilir, Ø 2 mm
Blunt, Malleable
23 cm



1.0 mm
Eğri/Curved

EM120-00 3 mm
Künt/Blunt
18.5 cm


EM120-02 3 mm
Künt/Blunt
21.5 cm

YASARGIL
EM122-00 4 mm
Çocuklar için, esnek
Flexible for children
19.5 cm

YASARGIL
EM122-01 7 mm
Yetişkinler için, esnek
Flexible for adults
19.5 cm

CASPAR
EM130-01
20 cm







EK114-00
Mikro huk, künt
Micro hook, blunt
23 cm

EM136-00
Mikro disektör, düz
Micro dissector,
straight
23 cm

EM136-01
Mikro disektör, düz
Micro dissector,
straight
23 cm

EN100-00
Mikro kepçe düz,
keskin
Micro scoop,
straight, sharp
23 cm


EN101-01
Mikro kepçe açılı,
keskin
Micro scoop,
angled, sharp
23 cm

EM127-01
Mikro raspa,
yuvarlak bıyık
Micro raspatory,
round blade
23 cm

EK113-00
Mikro huk/Sivri
Micro hook/Sharp
23 cm




1/1




1/1

**YASARGIL
EM137-00**
Mikro raspa, açılı
Micro raspatory,
angled
18.5 cm




1/1

**YASARGIL
EM137-01**
Mikro disektör, açılı
Micro dissector,
angled
18.5 cm




1/1

**YASARGIL
EM137-02**
Mikro disektör, açılı
Micro dissector,
angled
18.5 cm



1/1

**YASARGIL
EM137-03**
Mikro raspa, hafif
kavisli
Micro raspatory,
slightly curved
18.5 cm



1/1

**YASARGIL
EM137-04**
Mikro raspa, eğri
Micro raspatory,
curved
18.5 cm



**YASARGIL
EM138-00**
Mikro raspa, aşağı eğimli
Micro raspatory, down-
wards curved
18.5 cm



1/1

**YASARGIL
EM138-01**
Mikro raspa, aşağı eğimli
Micro raspatory, downwards
curved
18.5 cm



1/1

**YASARGIL
EM138-02**
Mikro raspa, yukarı eğimli
Micro raspatory, upwards
curved
18.5 cm



1/1



1/1


**YASARGIL
EN102-00**
Mikro kaşık küret
Micro scoop
18.5 cm





1/1

JACOBSON
EB064-00
Damar bıçağı
Vessel knife
18.5 cm



1/1

EB060-00-EB062-03
18.5 cm



KOOS
EB060-00
Yukarı eğimli
Curved upwards



KOOS
EB060-01
Aşağı eğimli
Curved downwards



KOOS
EB060-02
Yukarı eğimli
Curved upwards




KOOS
EB060-03
Aşağı eğimli
Curved downwards



KOOS
EB062-00
Aşağı eğimli
Curved downwards




KOOS
EB062-01
Yukarı eğimli
Curved upwards




YAŞARGIL
EB062-02
Aşağı eğimli
Curved downwards




YAŞARGIL
EB062-03
Yukarı eğimli
Curved upwards





SAMII
EB066-01-EB066-04
Tümör dokusu için bıçaklar
Knives for tumor tissue
23 cm

1/1



SAMII
EB067-01-EB067-02
Tümör dokusu için bistüri
bıçakları
Lancet knives for tumor tissue
23 cm

1/1



CASPAR
EB070-00
Mikro bıçak, künt
Micro knife, blunt tip
20 cm



CASPAR
EB071-00
Mikro bıçak, künt
Micro knife, blunt tip
20 cm




Bleed No.3
Blade No.3



EB020-00
Bistüri sapı
Scalpel handle
21 cm






EP470-00
Antrum panç
Antrum punch

HARD COATED



EV644-00
Anahitar/Key
15 cm

PAPAVERO-CASPAR
EL298-01 80 x 11 mm
EL298-02 90 x 13 mm
EL298-03 100 x 15 mm




EV644-00 ile beraber
With key **EV644-00**
İnce profilli, hafif transsfenoidal spekulum
Slim profile and lightweighted specula for
transsfenoidal




EL298-02B 90 x 13 mm
Transsfenoidal spekulum
Transsfenoidal specula



PAPAVERO-HARTMANN
EL265-00
EL298-01, EL298-02, EL298-03 ile birlikte
Use with **EL298-01, EL298-02, EL298-03**



COTTLE
EL275-02-EL275-03
Burun spekulumu/Nasal speculum
EL298-01, EL298-02, EL298-03 ile birlikte
Use with **EL298-01, EL298-02, EL298-03**
13,5 cm



EL275-02
76 x 7 mm

EL275-03
90 x 7 mm



CUSHING-LANDOLT

EL295-00 70 x 15 mm

EL295-01 90 x 15 mm

EL295-02 110 x 15 mm

Transsfenoidal, hipofizektomi spekulum

Specula for transsfenoidal hypophysectomy



JANSEN-MIDDLETON

EP580-00

20 cm



COTTLE

EM631-01 4 mm

EM631-02 7 mm

EM631-03 9 mm

EM631-04 12 mm

Derinlik işaretli çizil

Chisel with depth markings

18 cm



PAPAVERO

EM613-00 4 mm

Bayonet çizil

Bayonet chisel, 4 mm

22 cm



LANDOLT

EL296-00

Spekulum için ayırıcı

Spreader for specula

L 295.00-L 295.02

21 cm



Ø 30 mm

COTTLE

EM815-01 240 gr

Çekiç, bir tarafı düz

bir tarafı dış bükey

Mallet, 1 side flat, 1

side convex

18.5 cm





1/1



HARDY
EN650-00P
Küret/Curette
90° açılı, kısa boyun
90° angled, short
neck
Ø 4 mm
26.5 cm



HARDY
EN650-01P
Küret/Curette
90° açılı, kısa boyun
90° angled, short
neck
Ø 6 mm
26.5 cm



HARDY
EN651-00P
Küret/Curette
90° uzun boyun
90° long neck
Ø 4 mm
26.5 cm



HARDY
EN651-01P
Küret/Curette
90° açılı, uzun boyun
90° angled, long
neck
Ø 6 mm
26.5 cm



HARDY
EN652-00P
Küret/Curette
45° açılı, kısa boyun
45° angled, short neck
Ø 4 mm
26.5 cm

1/1



HARDY
EM135-00P
Enüklatör/Enucleator
sol/left
26.5 cm



HARDY
EM135-01P
Enüklatör/Enucleator
sağ/right
26.5 cm



REULEN-LANDOLT
EK157-00P
Huk/Hook
Ø 1.7 mm
26.5 cm



REULEN-LANDOLT
EK139-00P
Dissector/Dissector
Künt/Blunt
Ø 2 mm
26.5 cm



NICOLA
EN654-01P
Küret/Curette
45° yatay açılı
kısa boyun
45° horizontal angled
short neck
Ø 6.5 mm
26.5 cm



NICOLA
EN655-01P
Küret/Curette
45° dikey açılı
uzun boyun
45° vertical angled
long neck
Ø 6.5 mm
26.5 cm





HARDY
EN660-00P
Küret/Curette
90° sol açılı
kısa boyun
90° left angled
short neck
Ø 4 mm
28 cm



HARDY
EN660-01P
Küret/Curette
90° sol açılı
kısa boyun
90° left angled
short neck
Ø 6 mm
28 cm



HARDY
EN661-00P
Küret/Curette
90° sağ açılı
kısa boyun
90° right angled
short neck
Ø 4 mm
28 cm



HARDY
EN661-01P
Küret/Curette
90° sağ açılı
kısa boyun
90° right angled
short neck
Ø 6 mm
28 cm



HARDY
EN664-00P
Küret/Curette
45° yatay sol açılı
kısa boyun
45° horizontal left
angled, short neck
Ø 4 mm
28 cm



HARDY
EN665-00P
Küret/Curette
45° yatay sağ açılı
kısa boyun
45° horizontal right
angled, short neck
Ø 4 mm
28 cm



HARDY
EN662-00P
Küret/Curette
90° sol açılı
uzun boyun
90° left angled
long neck
Ø 4 mm
28 cm



HARDY
EN662-01P
Küret/Curette
90° sol açılı
uzun boyun
90° left angled
long neck
Ø 6 mm
28 cm



**HARDY
EN663-00P**
Küret/Curette
90° sağ açılı
uzun boyun
90° right angled
long neck
Ø 4 mm
28 cm



**HARDY
EN663-01P**
Küret/Curette
90° sağ açılı
uzun boyun
90° right angled
long neck
Ø 6 mm
28 cm



**NICOLA
EN670-00P**
Küret/Curette
45° yatay açılı
kısa boyun
45° horizontal angled
short neck
Ø 6.5 mm
28 cm



**NICOLA
EN670-01P**
Küret/Curette
45° dikey açılı
uzun boyun
45° vertical angled
long neck
Ø 6.5 mm
28 cm



**HARDY
EM145-10P**
Enükatör/Enucleator
Sol/Left
28 cm



**HARDY
EM145-11P**
Enükatör/Enucleator
Sağ/Right
28 cm




**REULEN-LANDOLT
EK159-00P**
Huk/Hook
Ø 1.7 mm
28 cm





**REULEN-LANDOLT
EM139-10P**
Dissector/Dissector
Künt/Blunt
Ø 2 mm
28 cm






HARDY
EM140-00-EM143-01
24.5 cm


EM140-00 Sağ, künt Blunt, right	EM141-00 Sol, künt Blunt, left	EM140-01 Sağ, künt Blunt, right	EM141-01 Sol, künt Blunt, left	EM142-00 Sağ, sivri Sharp, right	EM143-00 Sol, sivri Blunt, left	EM142-01 Sağ, sivri Sharp, right	EM143-01 Sol, sivri Blunt, left




LANDOLT
EM145-01 Sağ, künt
Blunt, right
26 cm
EM146-01 Sol, künt
Blunt, left
Bükülebilir/Malleable
26 cm



LANDOLT
EN105-00
Küret, bükülebilir
Curette, malleable
26 cm



LANDOLT
EN106-00
Kaşık, bükülebilir
Spoon, malleable
26 cm



LANDOLT
EK116-00
Künt huk/Blunt hook
Bükülebilir/Malleable
26 cm



LANDOLT
EM145-00 Sağ, künt/Blunt, right
EM146-00 Sol, künt/Blunt, left
Bükülebilir/Malleable
26 cm

1/1



1/1

NICOLA
EM147-00
Raspa/Raspatory
21.5 cm



HARDY-FAHLBUSCH
EM144-00-EM144-01
Enükleatör/Enucleator
Keskin/ Sharp
24.5 cm

1/1


HARDY
ET085-00
İmplant çatallı
İmplant fork
24.5 cm

1/1


LANDOLT-REULEN
EM148-00 2 mm
Disektör, esnemez
Dissector, rigid
26 cm



LANDOLT-REULEN
EM149-00 Ø 2.2 mm
Raspa, esnemez
Raspatories, rigid
26 cm



LANDOLT-REULEN
EM149-01 Ø 3.2 mm
Raspa, esnemez
Raspatories, rigid
26 cm




LANDOLT-REULEN
EN109-00 Ø 2.5 mm
Küret, esnemez
Curette, rigid
26 cm



LANDOLT-REULEN
EN115-00 1.7 mm
Künt huk/Blunt hook
26 cm








FAHLBUSCH
EN107-00 Ø 2.0 mm
Kaşık, bükülebilir
Spoon, malleable
26 cm



FAHLBUSCH
EN108-00 Ø 2.5 mm
Küret, bükülebilir
Curette, malleable
26 cm










CLOWARD
EL490-01
Sadece ekartör
Retractor only
25 cm




CLOWARD
EL491-00
Sadece ekartör
Retractor only
15 cm

CLOWARD
EL490-00 Komple/Complete
EL490-01
EL490-05-EL491-09


CLOWARD
EL491-01 Komple/Complete
EL491-00
EL491-05-EL491-09




EL490-05




EL490-06




EL490-07




EL490-08




EL490-09




EL491-05




EL491-06



EL491-07



EL491-08



EL491-09




CLOWARD
EL494-00
15.5 cm



CLOWARD
EL495-00
13.5 cm



INGE
EL497-00
17 cm



INGE
EL498-00
27.5 cm





CLOWARD
EK552-00 18 mm
EK552-01 20 mm
EK552-02 23 mm
18 cm



CLOWARD
EK557-00
Koter huku/Coutery hook
20 cm



CLOWARD
EK555-00
10 x 8 mm
19 cm



CLOWARD
EK554-00
20 x 12 mm
20 cm



1/2

CLOWARD
EM814-01 230 gr.
19 cm



CLOWARD
EM567-00 5 mm
EM567-01 8 mm
EM567-02 10 mm
EM567-04 12 mm
20 cm


4 mm



CLOWARD
EM569-00
18 cm



CLOWARD
EM568-00
20 cm



CLOWARD
ET470-00

Greft alma kolu
Dowel cutter shaft
16.5 cm



ET471-00
Ø 12 mm



ET471-01
Ø 14 mm



ET471-02
Ø 16 mm



ET471-03
Ø 18 mm

ET471-00-ET471-03
Greft alma matkapları
Dowel cutters



ET472-00
Ø 12 mm



ET472-01
Ø 14 mm



ET472-02
Ø 16 mm



ET472-03
Ø 18 mm

ET472-00-ET472-03
Merkezleme pimleri
Dowel center pins



ET475-00
Çakma başlığı
Dowel ejector



ET477-03
Ø 18 mm



ET477-02
Ø 16 mm



ET477-01
Ø 14 mm



ET477-00
Ø 12 mm

ET477-00-ET477-03
Greft tutma uçları
Dowel holders



ET478-00
Tutma kolu
Dowel handle



ET479-00
Anahtar
Wrench



ET481-00
Tutma kolu
Dowel handle
18 cm



ET481-01
Derinlik ölçer
Depth gauge
21 cm



ET482-00 Ø 9.5 mm
ET482-01 Ø 13 mm
Koruyucu kılavuz
Guard guide
19 cm



ET483-00
Ø 13 mm
Küçük/Small


ET483-01
Ø 16 mm
Büyük/Large

ET483-00-ET483-01
Matkap kolu
Drill shaft
14 cm



ET484-00 Ø 10 mm
ET484-01 Ø 12 mm
ET484-02 Ø 14 mm
ET484-03 Ø 16 mm

ET484-00-ET484-03
Matkap ucu/Drill tip



ET486-00 Ø 22 mm
Kol içi çapı
Handle inside diameter




ET487-00 Ø 13 mm
Küçük/Small
ET487-01 Ø 16 mm
Büyük/Large
Matkap koruyucu
Drill guard



ET488-00 Ø 25 mm
Matkap koruma başlığı
Drill Guard cap
3 mm






EL901-00
Sadece ekartör, V 644.00P ile birlikte
Retractor only, with key V 644.00P



EL644-00P
Tornavida/Screwdriver
15 cm



EL470-20T 20 x 35 mm
EL470-21T 20 x 40 mm
EL470-22T 20 x 45 mm
EL470-23T 20 x 55 mm
EL470-24T 20 x 65 mm
Titanyum bleydler
Blades titanium



EL470-30T 40 x 35 mm
EL470-31T 40 x 40 mm
EL470-32T 40 x 45 mm
EL470-33T 40 x 55 mm
EL470-34T 40 x 65 mm
EL470-35T 40 x 75 mm
Titanyum bleydler
Blades titanium



EL470-40T 60 x 35 mm
EL470-41T 60 x 40 mm
EL470-42T 60 x 45 mm
EL470-43T 60 x 55 mm
EL470-44T 60 x 65 mm
EL470-45T 60 x 75 mm
EL470-46T 60 x 85 mm
Titanyum bleydler
Blades titanium




EL463-50T
Hemi-Laminektomi huk, küçük 38 mm
Hemi-Laminectomy hook, small 38 mm



EL463-52T
Hemi-Laminektomi huk, büyük 58 mm
Hemi-Laminectomy hook, large 58 mm



ET995-00P
Ekartör bleydleri yerleştirme kolu
Handle for positioning of the
retractor blades



EL465-05
Çift hareketli Servikal ekartör
Doble hinged Cervical retractor



EL469-05
Çift hareketli karşı ekartör
Doble hinged retractor used for
longitudinal retraction



EL467-05
Karşı ekartör
Counter retractor



EL470-50T 30 x 24 mm
EL470-51T 35 x 24 mm
EL470-52T 40 x 24 mm
EL470-53T 45 x 24 mm
EL470-54T 50 x 24 mm
EL470-55T 55 x 24 mm
EL470-56T 60 x 24 mm
EL470-57T 65 x 24 mm
EL470-58T 70 x 24 mm
Titanyum orta bleydler
Mediall blades titanium



EL471-50T 30 x 24 mm
EL471-51T 35 x 24 mm
EL471-52T 40 x 24 mm
EL471-53T 45 x 24 mm
EL471-54T 50 x 24 mm
EL471-55T 55 x 24 mm
EL471-56T 60 x 24 mm
EL471-57T 65 x 24 mm
EL471-58T 70 x 24 mm
Titanyum yan bleydler
Lateral blades titanium



EL472-50T 35 x 24 mm
EL472-51T 40 x 24 mm
EL472-52T 45 x 24 mm
EL472-53T 50 x 24 mm
EL472-54T 55 x 24 mm
EL472-55T 60 x 24 mm
EL472-56T 65 x 24 mm
EL472-57T 70 x 24 mm
EL472-58T 75 x 24 mm
Titanyum künt bleydler
Blunt blades titanium



EL474-50T 30 x 24 mm
EL474-51T 35 x 24 mm
EL474-52T 40 x 24 mm
EL474-53T 45 x 24 mm
EL474-54T 50 x 24 mm
EL474-55T 55 x 24 mm
EL474-56T 60 x 24 mm
EL474-57T 65 x 24 mm
EL474-58T 70 x 24 mm
Titanyum orta bleydler
Mediall blades titanium



EL473-50T 30 x 24 mm
EL473-51T 35 x 24 mm
EL473-52T 40 x 24 mm
EL473-53T 45 x 24 mm
EL473-54T 50 x 24 mm
EL473-55T 55 x 24 mm
EL473-56T 60 x 24 mm
EL473-57T 65 x 24 mm
EL473-58T 70 x 24 mm
Titanyum yan bleydler
Lateral blades titanium



EL475-50T 35 x 24 mm
EL475-51T 40 x 24 mm
EL475-52T 45 x 24 mm
EL475-53T 50 x 24 mm
EL475-54T 55 x 24 mm
EL475-55T 60 x 24 mm
EL475-56T 65 x 24 mm
EL475-57T 70 x 24 mm
EL475-58T 75 x 24 mm
Titanyum künt bleydler
Blunt blades titanium



EL476-50T 25 x 19 mm
EL476-51T 30 x 19 mm
EL476-52T 35 x 19 mm
EL476-53T 40 x 19 mm
EL476-54T 45 x 19 mm
EL476-55T 50 x 19 mm
EL476-56T 55 x 19 mm
EL476-57T 60 x 19 mm
Titanyum dişli bleydler
Teeth blades titanium



EL477-50T 25 x 19 mm
EL477-51T 30 x 19 mm
EL477-52T 35 x 19 mm
EL477-53T 40 x 19 mm
EL477-54T 45 x 19 mm
EL477-55T 50 x 19 mm
EL477-56T 55 x 19 mm
EL477-57T 60 x 19 mm
Titanyum künt bleydler
Blunt blades titanium



ET995-00P
Bleyd tutucu elçek
Handle for blades with side load
attachment

