



EMR

Mikroskopi
Microscopy




ED250-00
10 cm




ED251-00
10 cm




ED252-00
10 cm



ED103-00
11 cm



ED108-00
13.5 cm



VANNAS
EC070-00
Düz/Straight
Hassas/Delicate
8.5 cm



EC102-00
Düz/Straight




EC103-00
Eğri/Curved

EC102-00-EC103-00
Mikro makaslar
Micro scissors
12 cm




REILL
EF126-00-EF127-00
Kilitsiz/Without catch
15 cm

**EB228-00**

Metal saplı,
mikroskopik iğne
Microscopic needle, with
metal handle
13 cm

EB229-00

Metal saplı,
mikroskopik iğne
Microscopic needle with
metal handle
13 cm



MULLER

EL004-00


Fare için ekartör bir çift
Retractors for mouse
pairs



FINSEN

EL082-00

7.5 cm




WEITLANER

EL300-00

Sivri/Sharp

11 cm



1/1

ES030-00


Approximatör/Approximator



BIEMER

ES026-00

Komple Aproksimatör,
anahtarı ile S 029.00
Approximator, complete
with key S 029.00



BIEMER


ES025-00

Komple Aproksimatör,
anahtarı ile **ES029-00**
Approximator, complete
with key **ES029-00**

1/1

ES029-00

Anahtar/Key



BIEMER-MÜLLER

ES014-00

Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm
Açıklık/Opening 5 mm
Kapanma kuvveti/Closing force 25-30 gr.



1/2

BIEMER

ES035-00

Kilitsiz/Without Lock

BIEMER damar klip ve BIEMER-MÜLLER
ve MÜLLER yaklaştırıcılar için başvuru pensu
Applying forcep for BIEMER vessel clip and
BIEMER-MÜLLER and MÜLLER approximators
14 cm

Derin aralıkta mikro damar anastomileri için.
Güvenli ve dikkatli şekilde damar kavrama.
Tırtıklı yüzeyli bleydler.
El ile basınç ayarı yapabilmeye özelliği.
Mesafeyi el ile yakınlaştırma ve uzaklaştırma.

For micro vessel anastomosis
Safe and careful gripping of vessel.
Blades with serrated blade surface
The ability to manually set the pressure
Distance, zoom in and out manually



